

3 SERIES™

.....
APPARECCHI ACUSTICI



Hearing Is Our Concern™

UN MODO SEMPLICE PER CONNETTERSI SENZA PROBLEMI

3 series™

Gli apparecchi 3 Series Starkey sono stati realizzati per restituire piacere e comfort di ascolto. Grazie alle funzioni avanzate, sono studiati per:

- Ridurre l'affaticamento uditivo in ambienti rumorosi
- Migliorare l'ascolto della musica e della TV
- Migliorare la comunicazione al telefono
- Ridurre il fastidio di fischi e ronzii
- Adattarli alle sue orecchie per un comfort ottimale



Gli apparecchi **3 Series** Starkey si avvalgono di tecnologia innovativa in fatto di riduzione del rumore e di conservazione del parlato, per dare una chiarezza di suono ottimale anche nelle situazioni più rumorose.

3 Series può anche trasmettere il suono in stereofonia proveniente dalla TV, dalla radio, dal computer o persino dal suo telefono cellulare direttamente ai suoi apparecchi acustici. E non solo: quando indossa gli apparecchi **3 Series** può telefonare a mani libere, ascoltare la TV o la radio al volume che preferisce, senza disturbare chi le è accanto.


Se sta cercando un apparecchio acustico capace di rendere confortevoli la conversazione, l'ascolto della TV e della musica, l'uso della TV, **3 Series fa al caso suo.**

COSA È MEGLIO PER LEI?



Gli apparecchi acustici 3 Series sono progettati per soddisfare ed ottimizzare l'ascolto in numerosi ambienti di ascolto.

Quello più adatto dipende dallo stile di vita ed anche dagli ambienti sonori che è solito frequentare.



VIVERE SENZA CONFINI

Insieme ai nostri innovativi accessori SurfLink®, gli apparecchi 3 Series rendono agevole l'ascolto della TV, della musica, delle telefonate tramite cellulare e molto altro ancora, senza fili e con grande libertà!

➤ RIPETITORE SURFLINK

Una soluzione rapida e di facile utilizzo per inviare in modalità wireless il flusso dati audio ai suoi apparecchi acustici. Si collega alla TV, al suo lettore MP3 e a tante altre sorgenti audio esterne in stereofonia. Le permette di ascoltare l'audio al volume preferito, lasciando che le altre persone, che si trovano nella stanza, facciano altrettanto.



➤ TELECOMANDO SURFLINK

Questo comodo telecomando permette di regolare e di gestire i suoi apparecchi acustici **3 Series**, con la semplice pressione di un pulsante.





↘ SURFLINK MOBILE

Telefonare con grande libertà grazie a questo innovativo dispositivo multifunzione. SurfLink Mobile trasforma i suoi apparecchi acustici sia in microfono, capace di ricevere e trasmettere la sua voce quando è al telefono, che in ricevitore:



Microfono: gli apparecchi acustici captano la sua voce e la inviano alla persona con cui sta parlando al telefono

Ricevitore: SurfLink Mobile trasmette la voce e l'audio della telefonata direttamente a tutti e due gli apparecchi acustici

E non solo: SurfLink Mobile, oltre ad essere un trasmettitore per telefoni cellulari, funziona anche da dispositivo per l'ascolto assistito, ripetitore e telecomando. Tante funzioni utili in un solo dispositivo, da portare sempre con lei.

PROGETTATI PER UN ASCOLTO LIBERO

LEI DESIDERA

Ascolto ottimale anche nel rumore

Udibilità anche alle alte frequenze
(come le voci femminili o dei bambini)

Un'esperienza d'ascolto ottimale

Riduzione dei fischi o ronzii

Apparecchio acustico resistente

Facile e con una qualità sonora
ottimale

Collegamento diretto senza fili con
tutte le sorgenti multimediali



3 SERIES OFFRE

Una tecnologia evoluta per la riduzione del rumore e microfono direzionale che funzionano in combinazione con precisione al fine di ridurre il rumore, favorire la comprensione del parlato anche in ambienti di ascolto complessi.

Una tecnologia che riproduce i suoni ad alta frequenza (come le voci femminili e quelle dei bambini) alle frequenze più basse, in modo da poterli ascoltare e comprendere in modo ottimale.

Sistema di compressione progettato per differenziare i suoni forti da quelli di debole intensità per una qualità di ascolto ottimale.

Con il nostro sistema di cancellazione del feedback.

Il nano-rivestimento HydraShield²® è un sistema tecnologicamente avanzato che rende l'apparecchio acustico idrorepellente e oleorepellente, con una resistenza ottimale.

Tecnologia avanzata che riconosce quando siete al telefono e che "impara" le preferenze di volume.

Collegamento diretto agli apparecchi acustici con Ripetitore SurfLink o SurfLink Mobile a televisione, computer e riproduttori MP3.

3 series™

MODELLI E COLORI



Facili da regolare, gli apparecchi acustici 3 Series sono disponibili in diversi modelli ed in una gamma di colori discreti ed alla moda.

Chieda al suo Audioprotesista e provi i benefici di 3 Series.

Gli apparecchi acustici 3 Series sono disponibili nella versione wireless e non wireless in varie tipologie di modelli.



Guida Colori Prodotti Standard

Colori Standard



Champagne



Bronzo



Espresso



Argento



Ardesia



Nero Opaco

Colori Brillanti



Blu Ghiaccio



Blu Pacifico



Pink Pixie



Fuchsia Fabulous



Rosso Piccante



Purple Pop

Gli endoauricolari sono disponibili in diverse tonalità di colore

APPARECCHI ACUSTICI

↘ COMPLETAMENTE NEL CANALE (CIC)

- Quasi invisibile
- Per ipoacusie da lievi a moderate
- Per adattarlo al suo orecchio



↘ NEL CANALE (ITC)

- Per ipoacusie da lievi a moderate
- Per adattarlo al suo orecchio





↳ RICEVITORE NEL CANALE (RIC)

- Design elegante e quasi invisibile, una volta indossato
- Per ipoacusie da lievi a moderate
- Disponibile in diversi colori
- Disponibile anche nella versione Absolute Power (RIC AP): per ipoacusie da moderate a gravi



↳ RETROAURICOLARI (BTE - miniBTE)

- Design discreto e sottile, difficile da vedere
- Per ipoacusie da moderate a gravi
- Disponibile in diversi colori
- Disponibile nei modelli BTE, BTE Power Plus e mini BTE



SENTIRE IL MONDO

IN MODO OTTIMALE



3 Series è dotato di una innovativa tecnologia per un'esperienza d'ascolto ottimale. Gli apparecchi acustici 3 Series sono stati realizzati per rendere l'ascolto facile e divertente.





Hearing Is Our Concern™

.....

Azienda internazionale produttrice
di protesi acustiche con sede a
Eden Prairie, Minnesota, U.S.A.

Starkey Italy S.r.l. - Via Torino, 51
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 029272181 - Fax 0292109680
info@starkey.it

E' un dispositivo medico **CE** 0086

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Aut. Min. Conc. DGD FSC 0023183-P-19/03/2014